

精度管理に関する事項

1. 外部機関の認定

ISO15189 認定書

2. 外部精度管理

- ・日本医師会臨床検査精度管理調査 参加証
- ・日本臨床衛生検査技師会臨床検査精度管理調査 参加証
- ・神奈川県臨床検査精度管理調査 参加証

3. 機器管理

検査機器	保守点検	定期点検（業者/自主）	保管資料
臨床検査部			
検体検査	1 回/日（土日祝日以外）	1～2 回/年（業者）	実施記録の閲覧
遠心機（冷却、常温）	1 回/日（土日祝日以外）	1 回/年（自主点検） 不具合発生時（業者）	実施記録の閲覧
超音波（心臓/腹部）	1 回/日（土日祝日以外）	1 回/年（自主点検） 不具合発生時（業者）	実施記録の閲覧
ABI	1 回/日（土日祝日以外）	2 回/年（自主点検） 不具合発生時（業者）	実施記録の閲覧
ECG	1 回/日（土日祝日以外）	1 回/年（自主点検） 不具合発生時（業者）	実施記録の閲覧
呼吸機能検査	1 回/日（土日祝日以外）	1 回/年（業者）	実施記録の閲覧
内視鏡室			
内視鏡	使用前点検（記録なし）	2 回/年（業者）	実施記録の閲覧
放射線部			
XP	2 回/日（土日祝日以外）	1 回/年（業者）	実施記録の閲覧
Angio	2 回/日（土日祝日以外）	2 回/年（業者）	実施記録の閲覧
DEXA	2 回/日（土日祝日以外）	不具合発生時（業者）	実施記録の閲覧
CT	2 回/日（PC 管理）	1～2 回/年（業者）	実施記録の閲覧
MRI	2 回/日（PC 管理）	2～4 回/年（業者）	実施記録の閲覧
各診療科			
血圧計	使用前点検（記録なし）	1 回/年（業者）	実施記録の閲覧
体温計	使用前点検（記録なし）	故障時、買い替え	なし
体重計	使用前点検（記録なし）	1 回/2 年（計量法による検査を実施）	合格のシール貼付
身長計（体重計と一体化）	使用前点検（記録なし）	不具合発生時（業者）	なし

治験薬/検体保管	定期点検	保管資料
薬剤部		
治験薬保管庫	故障時	記録なし
治験薬保冷库	故障時	記録なし
臨床検査部		
検体用冷蔵庫	1 回/年（院内）	実施記録の閲覧
検体用冷凍庫（-60℃）	1 回/年（院内）	実施記録の閲覧
検体用冷凍庫（-80℃）	1 回/年（院内）	点検済のシール貼付
検体用冷蔵庫温度計（3～6℃）	2 回/日	実施記録の閲覧
検体用冷凍庫温度計（-60±5℃）	2 回/日	実施記録の閲覧
温度計の校正	年 1 回標準温度計にて校正（院内）	実施記録の閲覧
臨床研究支援室		
検体用冷凍庫（-20℃）	故障時	記録なし
検体用冷凍庫温度計（-20℃）	タイムマシン管理	実施記録の閲覧
検体用冷凍庫温度計（-80℃）	1 回/日アラートの有無を確認（記録なし）	実施記録の閲覧
治験薬保管庫温度計（1～30℃）	タイムマシン管理	実施記録の閲覧
治験薬保冷库温度計（2～8℃）	1 回/日アラートの有無を確認	実施記録の閲覧
温度計の校正	1 回/年タイムマシーン社より校正済みの温度センサーが届き交換	実施記録の閲覧